

Instrukcja testu Lolli PCR

- 1** Najpierw sprawdź, czy imię i nazwisko na naklejce próbówki zgadza się z imieniem Twojego dziecka.
Jeśli nie, skontaktuj się z przedszkolem, aby otrzymać nową próbówkę.

Zapisz 10-cyfrowy numer zamówienia z etykiety próbówki tutaj:




! Naklejki z kodem kreskowym na próbówce nie mogą być zmieniane !

- 2** **Wykonanie testu**
! Próbki należy pobrać od dziecka rano zaraz po przebudzeniu (przed śniadaniem lub myciem zębów!).

Wyjść bawełniany wacik ze sterylnego opakowania zgodnie z oznaczeniem strzałki.

Uważaj, aby nie dotknąć bawełnianej główki!

Pozwól dziecku intensywnie ssać bawełniany wacik przez **30 sekund** (przesuwaj bawełniany wacik w jamie ustnej w przód i w tył, w górę i w dół, w lewo i w prawo).



Teraz włóż bawełniany wacik bawełniana główka w dół do próbówki, odłam plastikowy wacik w ustalonym punkcie złamania (wyrzuc złamany kawałek), a następnie szczelnie zamknij próbówkę z nakretką.



- 3** Oddaj próbówkę z próbką w przedszkolu najpóźniej **do godziny 9:00**.
Kurier dostarcza próbówkę z przedszkola do laboratorium do analizy!

- 4** Natychmiast po ocenie próbki otrzymasz od laboratorium **e-mail/SMS** z wynikiem. Pod poniższym linkiem możesz poprosić o wynik analizy z laboratorium, a także wygenerować zaświadczenie o wyniku badania (pozytywny/negatywny) podając numer zamówienia, datę urodzenia dziecka i kod pocztowy:

<https://aachen.corona-ergebnis.de/>

Infolinia laboratorium jest dostępna pod numerem
**02405-48910 od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 19:00.**

